

## FICHA TÉCNICA

### PIPICAN®

Registro ICA No. 4206-DB  
USO VETERINARIO

### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución contienen:

Solución de amoníaco al 22%

4 g

Excipientes c.s.p

100 mL



### INDICACIONES

Enseña a su cachorro hacer sus necesidades fisiológicas en el lugar que usted considere apropiado.

### ESPECIE DESTINO

Caninos

### FORMA FARMACÉUTICA

Solución

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Pulsa tres veces la válvula dosificadora en un sitio en el que sientas que tu cachorro deba hacer sus necesidades, preferiblemente sobre un pedazo de papel periódico. Deja que tu cachorro lo huelga y después de que haga sus necesidades, bota el pedazo de papel. Repite esta operación cuantas veces sea necesario y así, poco a poco, tu cachorro irá acostumbrándose a utilizar el sitio elegido. Repite este procedimiento por tres meses como mínimo.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30° C

### ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

### PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 60 y 100 mL

### FABRICADO POR:

Protécnica Ingeniería S.A.S.

Colombia

### PARA:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia